

MED-EL

MED-EL VOUS ACCOMPAGNE PENDANT L'HIVER !

Les bons gestes

Tout savoir sur le SONNET



Si vous êtes porteurs d'un audio processeur SONNET, vous avez peut-être des interrogations quant au bon usage de votre matériel : comment changer les piles, comment bien nettoyer l'audio processeur, etc...

Trouvez toutes les réponses à vos questions sur YouTube, avec 15 vidéos pratiques sur le SONNET : assemblage de base, comprendre les indicateurs lumineux, utilisation du WaterWear etc...

Retrouvez toutes ces vidéos sur :

[watch?v=ZDa3R37RKRw&list=PLT--N4wea5Dsb48603HI8obw53bCUZ0e](https://www.youtube.com/watch?v=ZDa3R37RKRw&list=PLT--N4wea5Dsb48603HI8obw53bCUZ0e)

Activez les sous-titres et sélectionnez « français » dans les paramètres.

Les instructions d'utilisation du SONNET sont également disponibles dans le manuel livré avec votre audio processeur.

Pensez-y !



L'entretien de votre audio processeur est indispensable pour maintenir une bonne qualité d'écoute et allonger sa durée de vie.

En effet, votre appareil est soumis quotidiennement à des agressions extérieures telles que l'humidité ou la sueur. Il est important de le sécher tous les soirs avec le déshumidificateur fourni dans votre kit. Notez

que les piles jetables peuvent être placées dans le déshumidificateur, à l'inverse des batteries rechargeables.

Rituel quotidien avant d'aller vous coucher :



- Pour le SONNET : retirez le couvercle du boîtier de piles et placez-le avec le SONNET.

- Pour l'OPUS 2 : désassemblez l'OPUS 2 avant de le placer dans l'appareil de séchage.



- Pour le RONDO : retirez le couvercle du boîtier de piles et placez-le avec le RONDO face plane vers le haut. Les parties de RONDO doivent se situer sur les côtés du déshumidificateur.

PROTÉGEZ VOTRE AUDIO PROCESSEUR DURANT VOS VACANCES D'HIVER ET VOS ACTIVITÉS SPORTIVES

Barrette de fixation pour RONDO et Antenne D :



Pour toute activité physique, ou même au quotidien, vous pouvez améliorer le maintien de votre audio processeur RONDO ou de l'antenne D grâce à la barrette de fixation. N'hésitez pas à l'utiliser pour protéger votre système de toute chute accidentelle.

Cet accessoire n'est pas compatible avec le nouvel implant SYNCHRONY.

Oreillette Hucki :



Cet accessoire se fixe à l'audio processeur puis se place autour de l'oreille. L'oreillette Hucki assure ainsi le maintien du SONNET ou de l'OPUS 2, idéal pour toute activité dynamique !

Bandeau pour audio processeurs :

Pour vos activités sportives, protégez votre audio processeur des chutes ou coup accidentel. Le bandeau MED-EL assure le maintien de l'appareil sur la tête.



Pour les audio processeurs RONDO, SAMBA et Amadé : le bandeau est conçu avec un matériau respirant, qui évacue l'humidité et assure une ventilation maximale. Les deux petites poches intégrées permettent aux personnes équipées d'implants bilatéraux de l'utiliser.



Pour les audio processeurs SONNET et OPUS 2 : disponible en bleu et rose et spécialement adapté aux plus petits, le bandeau est doté d'une boucle destinée à maintenir l'audio processeur.

L'ÉQUIPE MED-EL SE TIENT
À VOTRE DISPOSITION
POUR TOUTE QUESTION !

Service après-vente MED-EL

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
400 Avenue Roumanille / Bât 6, CS70062 / 06902 Sophia Antipolis Cedex
04 83 88 06 00 / office@fr.medel.com

MED-EL CARE CENTER

Ouvert du mardi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
37-39 Avenue Ledru Rollin / 5ème étage, bureau 509 / 75012 Paris
01 56 95 18 08 / office.paris@fr.medel.com